

SVENSKA ADDISONREGISTRET

PROVTAGNINGSSINSTRUKTIONER

FÖR VÅRDPERSONAL

- **Patienten behöver inte vara fastande vid provtagningen.**
- **Proverna kan tas när som helst på dagen.**
- **Provtagning bör ske på dagtid måndag-torsdag och inte på fredagar eller helger.** Detta för att proverna skall kunna postas till biobanken samma dag och där omgående tas omhand. Om proverna ändå skulle tas på en fredag alternativt helg förvaras de bäst i kylskåp över helgen för att sedan skickas med posten till biobanken på måndagen.

Från vuxen tas venöst helblod i 1 st 10 ml EDTA-rör (lila kork) samt 2 st 10 ml serumrör (röd kork). Låt serumrören stå i 30-60 min och koagulera i rumstemp, centrifugera (ca 2000 x g i 10 min) och för över serum i ett rent plaströr (rör med lila kork).

Från barn tas venöst helblod i 1 st 4 ml EDTA-rör (lila kork) samt 1 st 3.5 ml gelrör (gul kork). Låt gelröret stå i 30-60 min och koagulera i rumstemp, centrifugera (ca 2000 x g i 10 min) och för över serum i ett rent plaströr.

Transport: Märk rören (EDTA-röret samt det rena plaströret med serum) med patientnamn och personnummer, och sänd dessa snarast i transporthylsor tillsammans med registreringsblankett samt underskrivet samtyckesformulär till:

*Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Svenska Addisonregistret
Olle Kämpe
Experimentell Endokrinologi
CMM L8:01
171 76 Stockholm*

Använd kartong avsedd för transport av biologiskt ämne kategori B (UN 3373 märkning). Det behövs 2 frimärken i porto.

Kit med rör, transporthylsor och förfrankerad transportkartong förser laboratoriet i Stockholm er med. Kontakta Sophie Bensing för detta, uppgifter se nedan.

För mer information kontakta gärna:

Lokal kontakts uppgifter

Sophie Bensing, Överläkare, docent
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
Medicinsk Enhet Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna,
171 76 Stockholm Telefon 070-7748320 E-post sophie.bensing@ki.se